

Wiśniowa terapia

Wiśniowa Poduszka jest prastarym szwajcarskim wynalazkiem domowym.

Nazywana jest także suchym termoforem.

Dzięki energii zgromadzonej w pestkach wiśni posiada niezwykle właściwości terapeutyczne. Energia zgromadzona w pestkach, pobudzona przez ogrzanie lub mrożenie, działa kojąco na bóle krzyża, kręgosłupa, migrenowe bóle głowy, obolale stawy i mięśnie, dając trwały efekt terapeutyczny. Poduszka używana jest również jako środek relaksacyjny oraz poprawiający krążenie krwi.

Same pestki mają przyjemny naturalny aromat, który uwytłumia się po nagraniu poduszki.

Wiśniowa Poduszka o normalnej, pokojowej temperaturze służy także do masażu zimnych stóp lub rąk wspomagając w znacznym stopniu krążenie krwi. Produkt ten jest praktycznie niezniszczalny, lekki i wygodny w użyciu.

Zasady użytkowania Wiśniowej Poduszki:

Nagrzewanie:

– w kuchenke mikrofalowej 600W: 2 minuty

– w piekarniku 100 C: 20 minut

– na grzejniku, piecu itp. Do 60 C bez ograniczeń

Uwaga: Nie wolno dopuszczać do przegrzania poduszki ze względu na możliwą utratę właściwości.

Po rozgrzaniu, przed zastosowaniem sprawdzić temperaturę ręką.

Mrożenie:

– w zamrażalniku w plastikowej torbie

1 godzinę lub dłużej

WP Wiśniowa poduszka

„LOG”

Biuro Obsługi Klienta

40-087 Katowice

ul. Sokolska 80, pokój 7

tel./fax: 032 258 36 07

email: biuro@parrs.pl

www.parrs.pl

Państwa Konsultant:

49,-

Katalog ważny od 30.10.2011

